

Handleiding voor monsterafname

Urinetest Nitrostress®

Let op: Lees eerst de gehele handleiding goed door, voordat u aan de uitvoering begint!

Is uw testpakket volledig?

Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is.
Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Urinebuisje met stabilisator (zoutzuur) in verzendbuisje met waarschuwingsticker
(Let op: etsend!)
- 1 Urinebeker
- 1 Verzendenvelop

Risico op letsel!
Let op: bewaar deze testset buiten
het bereik van kinderen.

Test Voorbereiding

1. Op de avond voor de monsternaam alsook 's nachts raden we u aan het nuttigen van grotere hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) te vermijden.
2. Let u er a.u.b. op, dat er minimaal 8 uur tussen de laatste maaltijd en de monsternaam zit.
3. **Belangrijke informatie voor vrouwen:** vang a.u.b. geen urine op tijdens uw menstruatie

Test-Uitvoering

1. Gebruik voor de monsternaam van de eerste ochtendurine de urine halverwege: Laat eerst ca. 3 seconden urine in het toilet lopen. Vang vervolgens ca. 25 ml urine op in de urinebeker, **zonder** de urinestraal te onderbreken. De urinebeker moet ongeveer tot de helft gevuld worden. De overige urine laat u weer weglopen in het toilet.
2. Neem het urinebuisje met de stabilisator uit het verzendbuisje (met de waarschuwingsticker).
3. Giet de urine uit de urinebeker in het urinebuisje met de stabilisator. Het urinebuisje moet tot aan de **25 ml-markering** gevuld zijn.
4. Sluit het urinebuisje zorgvuldig en draai 'm 2-3 maal ondersteboven.
5. Vul op het urinebuisje het **etiket** met naam patiënt en datum van monsternaam in.

6. Stop het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het busje zorgvuldig.
7. De urine die nog in de urinebeker zit, giet u weer in het toilet.
8. De urinebeker kunt u met het huisvuil weggoaien.
9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten verzendvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
Vertegenwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl*